


## 機器の仕様

機器名	AED3200(AE-D3520)オンラインパッケージサービス 
特徴	①オートショック機能により、ボタン操作無しで電気ショックを実施 ②毎日1回のセルフチェック ③機器異常時にはアラーム音も出る ④電池残量を5段階で表示 ⑤電気ショック直前でも心電波形がショック適用波形から変更となった場合には、ショックをキャンセルする機能を搭載 ⑥小学生～大人／未就学児モード切換スイッチ搭載 ⑦解析～充電完了(200J)まで8秒 ⑧心臓マッサージのテンポをガイドするリズム音 ⑨操作表示パネル(胸骨圧迫指示ランプ・接触禁止ランプ・パッド装着指示ランプ)でお知らせ ⑩耳マーク搭載 ⑪遠隔監視端末を使いオンラインでAEDの状態を管理。異常復旧までセコムがフォロー
サイズ	97(高さ)×206(幅)×252(奥行)(キャリングケース除く)
質量	約2.3 kg(電極パッド及びバッテリー含む、キャリングケース除く)
操作箇所	電源スイッチ、モード切換スイッチ、ショックボタン
操作ガイダンス	音声＋心臓マッサージのリズム音
出力波形	二相性波形
ショックエネルギー	小学生～大人モード:150J⇒200J⇒200J 未就学児モード:50J⇒70J⇒70J 患者の負荷抵抗を測定し、電圧・電流・通電時間を自動設定 心電解析開始～充電完了:8秒(200Jの場合)
心電記録	心電波形＋操作ログ(最大3件・90分 1件最大30分) 使用時の時刻暦を同時に記録
セルフチェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●毎日1回                              バッテリー・電極パッド(使用期限、導通など)                              内部電子回路、ステータスインジケータ回路                              ショックボタン、ソフトウェア、温度など</li> <li>●毎月1回                              毎日のセルフテスト項目＋                              バッテリー(高負荷時の電圧)                              高電圧回路(最大エネルギーを充電)                              スピーカー、心電図回路</li> <li>●状態表示:インジケータに表示                              ※異常時には、10秒毎にアラーム音</li> </ul>
電池	電池寿命:4年 連続稼働時間:6時間 または、電気ショック:160回
電極パッド	概ね2年/使用時に補充交換が必要 機器に装着した状態で保管
未就学児用電極	未就学児電極パッド不要
承認番号	30700BZX00003000
安全性 適合規格	IEC60529 IP66
使用期限	お届けから8年
製造販売業者	日本光電工業株式会社
製造国	日本